



L'ENVELOPPE LINGUALE
NOCTURNE



L'Enveloppe Linguale Nocturne est un appareil de rééducation qui apprend la bonne posture de la langue.

PREPARATION ET POSE DE L'APPAREIL

Lors du premier rendez-vous, ton orthodontiste prend une empreinte en haut et une empreinte en bas.

Au deuxième rendez-vous, ton orthodontiste te remet l'appareil, en te montrant comment l'appliquer.



RESSENTI

L'appareil peut occasionner une gêne les premiers jours, et une sensibilité lors de la déglutition.



CONSIGNES

L'appareil doit être manipulé avec précaution et doit systématiquement être rangé dans sa boîte quand il n'est pas porté.

L'appareil est à apporter à chaque rendez-vous.



ENTRETIEN

L'entretien de l'appareil se fait avec une brosse à dent, et de l'eau froide savonneuse (**ne jamais passer l'appareil sous l'eau chaude**). L'appareil doit être séché avant d'être rangé dans sa boîte.



GESTION BLESSURES/CASSES

Si l'appareil venait à être abîmé, cassé ou perdu, il faut contacter le cabinet par téléphone afin d'évaluer le problème et de convenir d'un rendez-vous si nécessaire.



L'ENVELOPPE LINGUALE
NOCTURNE

