



L'HYPERPROPULSEUR



L'hyperpropulseur est un appareil amovible utilisé pour corriger le décalage entre la mâchoire supérieure et la mâchoire inférieure.

PREPARATION ET POSE DE L'APPAREIL

Lors du premier rendez-vous, ton orthodontiste prendra une empreinte de chaque arcade.

Au deuxième rendez-vous, ton orthodontiste essaiera les deux parties de l'appareil, et les positionnera dans la position finale souhaitée.

Lors du troisième rendez-vous, ton orthodontiste te remettra l'appareil.



RESSENTI

L'appareil peut occasionner une gêne les premiers jours, et une sensibilité lors de la mastication.

Il est recommandé de prendre des antalgiques pour diminuer l'inconfort du début de traitement.



CONSIGNES

L'appareil doit être manipulé avec précaution, et doit systématiquement être rangé dans sa boîte quand il n'est pas porté.

L'appareil doit être porté 12 à 14 heures par 24h.

Afin que l'appareil fonctionne, tu dois garder les dents dans l'appareil et éviter de parler.

L'appareil est à apporter à chaque rendez-vous.



ENTRETIEN

L'entretien de l'appareil se fait avec une brosse à dent, et de l'eau froide savonneuse (**ne jamais passer l'appareil sous l'eau chaude**).



GESTION BLESSURES/CASSES

Si l'appareil venait à être abimé, cassé ou perdu, il faut contacter le cabinet par téléphone afin d'évaluer le problème et de convenir d'un rendez-vous si nécessaire.



L'HYPERPULSEUR

