



LE CROZAT



Le Crozat est un appareil fixe qui permet d'élargir l'arcade du haut et ainsi obtenir une largeur en harmonie avec l'arcade du bas. Il permet également de corriger une occlusion inversée.

PREPARATION ET POSE DE L'APPAREIL

Lors du premier rendez-vous, ton orthodontiste essaiera et choisira deux bagues, supports de l'appareil, et fera une prise d'empreinte.

Après 3 semaines environ l'appareil sera fixé en bouche pour **une durée minimum de 6 mois**.



RESSENTI

L'appareil peut occasionner une gêne les premiers jours, et une sensibilité lors de la mastication. Il est recommandé de prendre des antalgiques pour diminuer l'inconfort du début de traitement.



CONSIGNES

Comme tout appareil fixe, il est **formellement interdit de manger tout ce qui colle, tels que les bonbons, chewing-gums, nougats, carambars, caramels et sucettes**. En effet cela pourrait déformer et/ou décoller les bagues.

Tu ne dois pas manipuler l'appareil avec tes doigts, ce qui pourrait le dérégler, et aussi le rendre plus gênant.



ENTRETIEN

Tu dois te brosser les dents et le palais de façon méticuleuse, minimum matin et soir. Tu es aussi invité à utiliser la brosette afin de déloger tous résidus coincés dans les boucles de l'appareil.

Un brossage de la langue est également recommandé afin d'éviter toute blessure causée par l'appui de la langue contre l'appareil.



GESTION BLESSURES/CASSES

En cas de blessure, tu peux mettre de la cire orthodontique au niveau des bagues. **Si l'appareil venait à se desceller**, suite à des consignes non respectées, il faut contacter le cabinet par téléphone afin d'évaluer le problème et de convenir d'un rendez-vous si nécessaire.

LE CROZAT

