



MON APPAREIL
DE HERBST



L'appareil de Herbst est un appareil amovible qui repositionne la mâchoire du bas vers l'avant, pour aider à réduire un décalage important entre les deux mâchoires.

PREPARATION ET POSE DE L'APPAREIL

Lors du premier rendez-vous, ton orthodontiste prendra une empreinte de chaque arcade.

Au deuxième rendez-vous, ton orthodontiste te remettra ton appareil, constitué de deux gouttières reliées par des bielles.



RESSENTI

L'appareil peut occasionner une gêne les premiers jours, et une sensibilité. Il est recommandé de prendre des antalgiques pour diminuer l'inconfort du début de traitement.



CONSIGNES

L'appareil est à porter à la maison toutes les nuits et un maximum d'heures la journée, **avec un objectif de 12 à 14 heures par 24 heures**.

L'appareil doit être manipulé avec précaution et **doit systématiquement être rangé dans sa boîte quand il n'est pas porté**.

L'appareil est à apporter à chaque rendez-vous.



ENTRETIEN

L'entretien de l'appareil se fait avec une brosse à dent, et de l'eau froide savonneuse (ne jamais passer l'appareil sous l'eau chaude).

Bien sécher l'appareil avant de le ranger dans sa boîte lorsqu'il n'est pas porté.



GESTION BLESSURES/CASSES

Si l'appareil venait à être abimé ou cassé, il faut contacter le cabinet par téléphone afin d'évaluer le problème et de convenir d'un rendez-vous si nécessaire.



MON APPAREIL
DE HERBST

