



FORSUS



Ce dispositif permet de stimuler la croissance de la mâchoire inférieure.

PREPARATION ET POSE DE L'APPAREIL

Un ressort est fixé au niveau des molaires supérieures jusque l'arc inférieur, pour **une durée de 6 mois environ.**



RESSENTI

L'appareil peut occasionner une gêne les premiers jours, et une sensibilité lors de la mastication. Il est recommandé de prendre des antalgiques pour diminuer l'inconfort du début de traitement. Une courte période d'adaptation de 3-4 jours est néanmoins nécessaire.



CONSIGNES

Comme tout appareil fixe, **il formellement interdit de manger tout ce qui colle, tels que les bonbons, chewing-gums, nougats, carambars, caramels et sucettes.** En effet cela pourrait déformer et/ou décoller les attaches collées et/ou bagues. Tu dois laisser aller ta mâchoire du bas vers l'avant, et éviter les mouvements de forçage vers les côtés, qui risqueraient de casser le dispositif.



ENTRETIEN

Tu dois te brosser les dents et les gencives de façon méticuleuse, minimum matin et soir. Tu es invité à utiliser **la brosette** afin de nettoyer les endroits inaccessibles avec la brosse à dent.



GESTION BLESSURES/CASSES

En cas de blessure, tu peux mettre de la cire orthodontique au niveau des bagues et attaches collées.

Si les ressorts venaient à se déboîter, il est possible de les remettre en place soi-même, en ouvrant très grand la bouche.

Si l'appareil venait à se desceller suite à des consignes non respectées, il faut contacter le cabinet par téléphone afin d'évaluer le problème et de convenir d'un rendez-vous si nécessaire.

FORSUS

